

Vorgang | _____
MRN | _____
Bearbeiter | _____

stamos + braun prothesenwerk gmbh
Bautzner Straße 145 | 01099 Dresden
Deutschland | +49 351 5637 9796
info@prothesenwerk.com
www.prothesenwerk.com

MASSBLATT

für Fußheberschiene

Firma | _____
Strasse | _____
PLZ | Ort | _____

Techniker | _____
Datum | _____
E-Mail | _____
Telefon | _____

Patientendaten

Name | _____
Geburtstag | _____

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

Notizen

**Bitte alle Anzeichnungen am Gipsmodell mit Bleistift oder Kopierstift.
Bitte kein permanent Marker verwenden!**

Shore: Schiene	65	35	Verschlußbreite	___ mm
Verstärkung	65	35	Anzahl VerschlüÙe	___ Stk.
Stärke: Schiene	_____ mm		Farbe: Schiene	_____
Verstärkung	_____ mm		VerschlüÙe	_____

(Standardfarben kostenlos: blau, rot, schwarz, haut, braun, rotbraun, gelb)

Angeliefert wurden


Gipspositiv	
modelliert	unmodelliert
Gips porös	Gips hart
Gipsnegativ	
Fotos Dias	Farbbestimmung

Vorgang	
MRN	
Bearbeiter	

stamos + braun prothesenwerk gmbh
Bautzner Straße 145 | 01099 Dresden
Deutschland | +49 351 5637 9796
info@prothesenwerk.com
www.prothesenwerk.com

MASSBLATT

für Fußheberschiene *Seite 2*



Maße (in cm)		
Umfang 20 cm über Fessel		
Umfang 15 cm über Fessel		
Umfang 10 cm über Fessel		
Umfang 5 cm über Fessel		
Umfang Fessel (B-Maß)		
Knöchelumfang		
Umfang Ferse-Fußrücken		
Umfang Spann		
Ballenumfang		
Umfang Kleinzehen-Ballen		
Knöchelhöhe		
Ballenbreite		
Fußlänge		