

Vorgang	
MRN	
Bearbeiter	

schubert und braun prothesenwerk gmbh
Bautzner Str. 145 | 01099 Dresden
+49 351 5637 9796
info@prothesenwerk.com
www.prothesenwerk.com

BEGLEITBLATT

HTV-Schaft für obere Extremität

Firma	
Strasse	
PLZ Ort	

Techniker	
Datum	
E-Mail	
Telefon	

Patientendaten

Name	
Geburtstag	
Pat. Telefon	

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

Konfiguration

Shorehärte:	65	35
Materialstärke:	3 mm	4 mm

Klettverschlüsse

Gewinderinge M3 M4
(bitte am Gipsmodell anzeichnen)

Silikonkeil

Zusatzpolster (individuelles Gelpolster, bitte am Gipsmodell anzeichnen)

Farbe
(Standardfarben kostenlos: blau, rot, schwarz, haut, braun, rotbraun, gelb)

Matrix (bei gefensterter Schaft)

Angeliefert wurden

Gipspositiv

Fotos digital

PIN – Hersteller + Artikelnummer

Ventil – Hersteller + Artikelnummer

Elektroden (bitte am Gipsmodell anzeichnen)

Hersteller + Artikelnummer (Dummies mitliefern)

Bitte alle Anzeichnungen am Gipsmodell mit Bleistift oder Kopierstift. Bitte keinen Permanentmarker verwenden!

Notizen
