



Vorgang	
MRN	
Name Patient	
Bearbeiter	

MASSBLATT

Vorfußprothese Seite 2

Maße (cm)	Stumpf	Gips	Modell
1. Umfang in Höhe lateraler Knöchelspitze			
2. Ferse-Fußrücken Umfang			
3. Horizontaler Stumpfumfang			
m-l Abstandsmaß unter lateralem Knöchel			
Fußlänge			

Teilbelastet im Sitzen maßnehmen.



Lichte Weite, keine Umfänge messen.