

Vorgang | \_\_\_\_\_  
 MRN | \_\_\_\_\_  
 Bearbeiter | \_\_\_\_\_

stamos + braun prothesenwerk gmbh  
 Bautzner Straße 145 | 01099 Dresden  
 Deutschland | +49 351 5637 9796  
 info@prothesenwerk.com  
 www.prothesenwerk.com

# MASSBLATT

## Narbenkompressionshandschuh

Firma | \_\_\_\_\_  
 Strasse | \_\_\_\_\_  
 PLZ | Ort | \_\_\_\_\_

Techniker | \_\_\_\_\_  
 Datum | \_\_\_\_\_  
 E-Mail | \_\_\_\_\_  
 Telefon | \_\_\_\_\_


### Patientendaten

Name | \_\_\_\_\_  
 Geburtstag | \_\_\_\_\_

Betroffene Seite links rechts  
 Geschlecht männlich weiblich

- Standard Silikon 20 Shore 2 mm dick
- andere Silikone \_\_\_\_\_ Shore \_\_\_\_\_ mm dick
- Extensionsstreifen 65 Shore, 3mm an Finger \_\_\_\_\_
- andere Silikone \_\_\_\_\_ Shore \_\_\_\_\_ mm dick
- Farbe \_\_\_\_\_
- Anziehschleufe \_\_\_\_\_

Bemerkungen  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Maße (in cm)	Länge	Umfänge minus 5 % (reduziertes Maß)				
		PX1	PX2	M	DT1	DT2
D1 (Daumen)						
D2 (Zeigefinger)						
D3 (Mittelfinger)						
D4 (Ringfinger)						
D5 (kleiner Finger)						
Ballenumfang						
Handumfang						
Handgelenkumfang						