

Vorgang		
MRN		
Bearbeiter		

# MASSBLATT

## Vorfußprothese

Firma		
Strasse		
PLZ   Ort		

Techniker		
Datum		
E-Mail		
Telefon		

### Patientendaten

Name		
Geburtstag		

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

### Konfiguration

Vorfußprothese Basic

Vorfußprothese Classic (Farbring wird zugeschickt)

Vorfußprothese Individuell (Patient muss nach Dresden kommen)

Fußnägel      Silikon      Acryl

Schuhgröße | \_\_\_\_\_

### Angeliefert wurden

Gipspositiv

modelliert      unmodelliert

Gips porös      Gips hart

Gipsnegativ

Gipsmodell kontralaterale Seite

Schuh      Fotos

### Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---



Vorgang	
MRN	
Name Patient	
Bearbeiter	

**MASSBLATT**

Vorfußprothese Seite 2

Maße (cm)	Stumpf	Gips	Modell
1. Umfang in Höhe lateraler Knöchelspitze			
2. Ferse-Fußbrücken Umfang			
3. Horizontaler Stumpfumfang			
m-l Abstandsmaß unter lateralem Knöchel			
Fußlänge			

**Teilbelastet im Sitzen maßnehmen.**



**Lichte Weite, keine Umfänge messen.**