

Vorgang	
MRN	
Bearbeiter	

MASSBLATT

Liner untere Extremität

Firma	
Strasse	
PLZ Ort	

Techniker	
Datum	
E-Mail	
Telefon	

Patientendaten

Name	
Geburtstag	

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

Konfiguration

Probeliner	Definitivliner		
Elektrodenausschnitt			
HTV			
Shorehärte	35	65	
Stärke	1,2 mm	1,6 mm	_____ mm
Gel			
Materialstärke	_____ mm		
Aufnahme für Pin (M10)	ohne Aufnahme Pin		
Silikonkeil zur Linerfixierung			
Lydraüberzug			
Gurtband			
Farbe	farbig auf Anfrage	hautfarbe	transluzent

(Standardfarben kostenlos: blau, rot, schwarz, haut, braun, rotbraun, gelb)

Angeliefert wurden

Gipspositiv	
modelliert	unmodelliert
Gips porös	
Gipsnegativ	
Fotos	

Vorgang	
MRN	
Name Patient	
Bearbeiter	

MASSBLATT

Liner untere Extremität *Seite 2*

1. Stumpfverlauf in Skizze einzeichnen.
2. Umfangsmaße an alle 3cm gemessenen Stellen eintragen.
3. Silikonkeil: Position, Größe und Anzahl bitte auf dem Gipsmodell anzeichnen.
4. Pinposition und Lotlinie: Position bitte exakt auf dem Gipsmodell anzeichnen.
5. Elektrodenaussparung bitte exakt auf dem Gipsmodell anzeichnen.
6. Randverlauf des Liners auf Gipsmodell anzeichnen.

Bitte keinen permanent Marker verwenden!

Höhe alle 3 cm ab Stumpfende	Ufangsmaße		
	Stumpf	Gips	Ziel

