

Vorgang | \_\_\_\_\_  
MRN | \_\_\_\_\_  
Bearbeiter | \_\_\_\_\_

stamos + braun prothesenwerk gmbh  
Bautzner Str. 145 | 01099 Dresden  
+49 351 5637 9796  
info@prothesenwerk.com  
www.prothesenwerk.com

# MASSBLATT

## Vorfußprothese

Firma | \_\_\_\_\_  
Strasse | \_\_\_\_\_  
PLZ | Ort | \_\_\_\_\_

Techniker | \_\_\_\_\_  
Datum | \_\_\_\_\_  
E-Mail | \_\_\_\_\_  
Telefon | \_\_\_\_\_

### Patientendaten

Name | \_\_\_\_\_  
Geburtstag | \_\_\_\_\_

Betroffene Seite	links	rechts
Geschlecht	männlich	weiblich

### Konfiguration

Vorfußprothese Basic  
Vorfußprothese Classic (Farbring wird zugeschickt)  
Vorfußprothese Individuell (Patient muss nach Dresden kommen)

Fußnägel      Silikon      Acryl

Schuhgröße | \_\_\_\_\_

### Angeliefert wurden

Gipspositiv	
modelliert	unmodelliert
Gips porös	Gips hart
Gipsnegativ	
Gipsmodell kontralaterale Seite	
Schuh	Fotos

### Notizen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Vorgang	
MRN	
Name Patient	
Bearbeiter	

**MASSBLATT**

Vorfußprothese Seite 2

Maße (cm)	Stumpf	Gips	Modell
1. Umfang in Höhe lateraler Knöchelspitze			
2. Ferse-Fußbrücken Umfang			
3. Horizontaler Stumpfumfang			
m-l Abstandsmaß unter lateralem Knöchel			
Fußlänge			

**Teilbelastet im Sitzen maßnehmen.**



**Lichte Weite, keine Umfänge messen.**